

Kodak 8000C

Sistema panorámico y cefalométrico digital

La precisión instantánea.

Extremadamente eficiente, pero de utilización muy simple, el sistema Kodak 8000C (anteriormente TrophyPan C) produce imágenes panorámicas y cefalométricas de precisión y exposición óptimas en un instante. Le permite efectuar diagnósticos precisos y rápidos, optimizar la gestión de su actividad, al mismo tiempo que mejora la comunicación con sus pacientes y colegas.

La imaginería cefalométrica "one shot".

El sistema Kodak 8000C es el primer sistema cefalométrico digital directo que realiza clichés "one shot": el cráneo del paciente es expuesto una sola vez, y en una fracción de segundo. El resultado: se reduce el riesgo de imágenes borrosas, y se mejora el confort de su paciente.

Decididamente más simple.

Con el sistema Kodak 8000C, programe todas las tomas de imágenes desde su ordenador, mediante una interfaz clara e intuitiva. Las diferentes etapas, muy simples, permiten introducir manera rápida y sencilla todos los parámetros correspondientes a las imágenes de su paciente.

Una solución completa de imaginería digital.

Al cubrir la totalidad de las necesidades de imaginería extraoral el sistema Kodak 8000C constituye una solución digital integrada completa, práctica y eficiente. Además de contar con una amplia variedad de opciones cefalométricas, usted puede efectuar exámenes de ATM, de clichés panorámicos, panorámicos segmentados o de senos maxilares.



El sistema Kodak 8000C ofrece:

- Una imaginería cefalométrica "one shot", para una exposición rápida y un resultado instantáneo.
- Un posicionamiento confortable y ergonómico del paciente.
- Un software de imaginería simple e intuitivo.
- Una asistencia y un conjunto de servicios mundialmente reconocidos.



Una evolución inteligente e innovadora para su actividad.

Tratamientos de imagen simples y potentes.

El software de imaginería dental Kodak cuenta con potentes funciones de procesamiento de imágenes, para facilitar el diagnóstico. Desde el ajuste del contraste y luminosidad hasta la ampliación y las mediciones, usted dispone de una gama completa de herramientas para obtener los mejores resultados de sus radiografías y efectuar un diagnóstico más preciso.

Una integración eficaz en la cadena digital.

Los clichés realizados con el sistema Kodak 8000C pueden integrarse en su software de gestión de clínica y de análisis cefalométrico. De la misma manera, fácilmente puede compartir imágenes con su equipo, sus colegas u organismos externos, ganando tiempo y aumentando la eficacia de su trabajo.

Un soporte y una ayuda fiables

Desde hace más de un siglo Kodak constituye la referencia en materia de imaginería así como de servicio. Con el sistema Kodak 8000C, este compromiso con la calidad se extiende a la imaginería digital extraoral. Usted podrá contar con nuestros equipos para:

- Evaluar, junto con usted, sus necesidades de maginería.
- Instalar el sistema panorámico y cefalométrico Kodak 8000C.
- Capacitarle, así como a su equipo, en la captura de imágenes de alta calidad desde el primer día.
- Responder a sus preguntas y ofrecerle un servicio posventa de nivel excepcional.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Generador de rayos X:

Alta tensión 140 kHz – 60-90 kV – 2-15 mA

Posicionamiento del paciente:

Integra soportes auriculares, un soporte frontal graduado, un rayo láser de posicionamiento Francfort

Clichés:

Lateral, AP/PA, oblicuo, submento-vértice, carpo

Tiempo de exposición cefalométrica:

0,1 – 3,2 segundos

Ampliación:


X 1,15

Niveles de gris:

4096 – 12 bits

Configuraciones de la instalación:

Se dispone de un gran número de variantes



© Eastman Kodak Company 2004.
Kodak y Trophy son marcas registradas de Eastman Kodak Company.

KODAK INFOLINE (llamada gratuita)

España: 900 98 49 85

www.kodak.com/dental